

# ALCOOLTEST \* \* \* NARCOTEST

ALCOOLTEST MARKETING ITALIA di P. CAIMMI

CCIAA PG - REA n°234356 - P.IVA 02688070545 - CMMPT53P26G478C



Oratect®

## ALCOTEST 7410 PLUS



### Strumento utilizzato nei Sert, Ospedali, Pronto Soccorso

Principio di misurazione :	senore elettrochimico
Memorizzazione dei test:	n° 8.000 test circa
Range di rilevazione:	da 0,01 a 1.5 mg/L
Display :	da 0 a 9.99 mg/L
Tempo del test (misurazione automatica):	da 2 a 12 secondi (dipende all'intensità dell'inspirazione)
Flusso dell'espirato:	> 6 L/min

Volume dell'espirato: > 0.3 L

Tolleranza :	da 0 a 0.5 mg/L: $\pm 0.03$ mg/L
(Prova standard praticata con etanolo)	> 0.5 mg/L: $\pm 5\%$ sul valore rilevato
Perdita di sensibilità :	circa lo 0.6 % sulla somma dei valori misurato in un mese
Sensibilità trasversale ai gas anestetici.	no
Calibrazione:	ogni 6 mesi
Intervallo di tempo massimo all'inattività :	almeno ogni settimana (consigliato)
Dimensioni:	(L x H x S) 70 mm x 230 mm x 34 mm
Peso approssimativo:	500 g
Alimentazione:	3 batterie da 1.5 V (type LR 14) o set ricaricabile.
Autonomia batteria a temperature ambiente	appross. 400 misurazioni or 8 h di continua operatività
Interfaccia:	RS 232 interface per trasmissione dati al PC
Classificatione Measuring instrument:	Class I , con funzione di misurazione
Per la Direttiva 93/42/CEE, Allegato IX	Boccaglio in Class I
UMDNS-Code:	17-475